


CATALOGO **SUTURE**
(italiano)




Dimensioni suture

Oltre alle caratteristiche fisiche e biologiche, le suture chirurgiche si differenziano per calibro (diametro) e lunghezza del filo (in cm.). Per quanto riguarda il calibro, le suture sono definite secondo il sistema metrico decimale E.P. (Farmacopea Europea) o il sistema U.S.P. (United State Pharmacopea)

EP	0,5	0,7	1	1,5
U.S.P.	7/0	6/0	5/0	4/0

EP	2	3	3,5	4
U.S.P.	3/0	2/0	0	1

Anatomia degli aghi



Legenda suture

Famiglia	Lettera	Descrizione
Forma dell'ago	D	3/8 di cerchio
	H	1/2 semicerchio
Tipo di ago	R	Corpo rotondo
	S	Dorso tagliente
Caratteristiche speciali	S	Punta sottile
	T	Punta trocar

Per suture si intende una procedura chirurgica che consente di avvicinare i bordi di una ferita e/o due monconi rendendoli solidali.

Essa costituisce uno dei momenti principali di un intervento tanto da condizionare spesso gli esiti.

La sutura infatti:

- Agevola i processi cicatriziali rendendo possibile una più rapida guarigione per prima intenzione
- Rende difficile la contaminazione del sito chirurgico da parte di microrganismi esterni
- Impedisce che il contenuto settico degli organi cavi anastomizzati tra loro o riparati inquinino l'ambiente circostante evitando temibili peritoniti. (Nel cavo orale impedisce il contatto del materiale particolato di rigenerazione, membrana con l'ambiente esterno)
- Ha un effetto emostatico

Le combinazioni ago-sutura che produciamo offrono ai clienti un'ampia gamma di aghi atraumatici (senza cruna). Sono aghi in acciaio inossidabile con un'eccezionale capacità di penetrazione, per un lavoro semplice e sicuro. Usiamo quasi esclusivamente acciaio serie 300, che è caratterizzato da un'elevata resistenza al piegamento e una superiore duttilità. La denominazione dei nostri aghi atraumatici consiste in una combinazione lettere/numeri, come suggerito dal Comitato Tecnico dell'Associazione Produttori di Suture Chirurgiche. La prima lettera indica la forma dell'ago, la seconda lettera indica la tipologia dell'ago. Se seguono una terza o una quarta, si riferiscono a caratteristiche speciali dell'ago. Il numero che segue le lettere indica la lunghezza totale dell'ago in mm.

Esempio

HRT-17



H = 1/2 semicerchio
R = Corpo rotondo
T = Punta trocar

SERAPID®



PGA

Indicato per tutta la chirurgia orale e in particolare per l'implantologia e per la sutura dei siti infetti

Riassorbibile a breve termine.
Plurifilamento composto di PGA Acido Poliglicolico.

Resistenza tensile 50% a 5-7 gg.
Riassorbimento 100% a 30-42 gg.

CARATTERISTICHE:

- Alta forza tensile del nodo
- Facile scorrevolezza del nodo
- Passaggio tessutale ottimale
- Minor effetto tagliente



USP 5/0
DSS-13
EP 1
45 cm (24x)



SERAFIT®



PGA


Indicato nella chirurgia parodontale, nel caso di innesti di tessuto, per tutta la chirurgia orale e maxillo

Riassorbibile a medio termine.
Plurifilamento composto di PGA Acido Poliglicolico.

Resistenza tensile 50% a 15-20 gg.
Riassorbimento 100% a 60-90 gg.

CARATTERISTICHE:

- Buona stabilità del nodo
- Eccellente flessibilità
- Minimo effetto tagliente



USP 4/0
HRT-17
EP 1,5
70 cm (24x)



SERAFAST®



PGACL

Indicato in siti di difficile accesso, incisioni di rilascio, parodontologia nel caso di innesti di tessuto e microchirurgia

Riassorbibile a medio-lungo termine.
Mono-filamento composto di PGACL Acido Poliglicolico Caprolattone.

Resistenza tensile 50% a 8-13 gg.
Riassorbimento 100% a 90-120 gg.

CARATTERISTICHE:

- Alta maneggevolezza
- Eccellente passaggio tessutale
- Profilo di assorbimento ideale



USP 5/0
DS-15
EP 1
70 cm (24x)





SERAMON®



PTFE

Indicato per tutta la chirurgia orale, in particolare in implantologia e quando è necessario un monofilo con minimo accumulo di placca

Monofilamento in Politetrafluoroetilene PTFE Non riassorbibile.

CARATTERISTICHE:

- Forza tensile sostenuta
- Alta maneggevolezza
- Alta scorrevolezza
- Biologicamente inerte
- Anti-adesiva
- Minor effetto memoria

▽ DSS



USP 6/0
DSS-13
EP0,7
50 cm (24x)



SERALON®



PA

Indicato per tutta la chirurgia orale e in particolare per l'implantologia e per le suture di siti infetti

Monofilamento PA in Poliammide estremamente soffice. Non riassorbibile.

CARATTERISTICHE:

- Miglior materiale per la sutura della cute
- Eccellente scorrevolezza
- Ottima tenuta del nodo
- Alta maneggevolezza
- Molto economico

▽ DSS



USP 7/0
DSS-10
EP0,5
50 cm (24x)



SUPRAMID®



PA

Indicato per tutta la chirurgia orale e in particolare per l'implantologia e per le suture di siti infetti

Pseudo monofilamento PA in poliammide intrecciato rivestito. Non riassorbibile.

CARATTERISTICHE:

- Eccellente stabilità del nodo
- Eccellente scorrevolezza
- Ottima tenuta del nodo
- Molto economico

● HR



USP 4/0
HR-17
EP 1,5
50 cm (24x)



SERALENE®



PVDF

Indicato per tutta la chirurgia orale e in particolare per l'implantologia e per le suture di siti infetti

Monofilamento in PVDF in Fluoruro Polivinilidenico. Non riassorbibile.

- Sviluppato per la chirurgia vascolare
- Superficie priva di pori che offre un passaggio tissutale eccellente
- Polimero della famiglia del PTFE ideale microchirurgia.

CARATTERISTICHE:

- Forza tensile sostenuta
- Elevata stabilità del nodo
- Dopo l'allungamento si denota uno scarso effetto memoria
- Migliori risultati in chirurgia vascolare

▼ DSS



USP 5/0
DSS-15
EP 1
50 cm (24x)



SERAFLEX®



SILK

Indicato per la chirurgia estrattiva e la piccola chirurgia odontoiatrica

Plurifilamento in Seta. Non riassorbibile.

CARATTERISTICHE:

- Elevata stabilità del nodo
- Eccellente scorrevolezza
- Ottima maneggevolezza

▼ HS



USP 2/0
HS-20
EP 3
50 cm (24x)



Riassunto suture

Origine	Tipo	Articolo	Materiale	Colore
Assorbibile sintetica	Monofilamento	Serafast	PGACL	Viola
Assorbibile sintetica	Plurifilamento	Serapid	PGA	Bianco
Assorbibile sintetica	Plurifilamento	Serafit	PGA	Viola

Origine	Tipo	Articolo	Materiale	Colore
Non assorbibile sintetica	Monofilamento	Seralon	Poliammide	Blu
Non assorbibile sintetica	Monofilamento	Seralene	PVDF	Blu
Non assorbibile sintetica	Plurifilamento	Supramid	Poliammide	Nero
Non assorbibile sintetica	Monofilamento	Seramon	PTFE	Bianco

Origine	Tipo	Articolo	Materiale	Colore
Non assorbibile naturale animale	Plurifilamento	Seraflex	Seta	Nero

SERAPID

Codice	USP	Forma Ago	Ago	Colore	Filo cm	Nr. pezzi	Prezzo
3015131T	4/0	3/8	DSS-15 mm	Bianco	45	24	220, ⁰⁰
30153214	4/0	3/8	DSS-18 mm	Bianco	70	24	130, ⁰⁰
30151361	4/0	1/2	HS-15 mm	Bianco	45	36	120, ⁰⁰
3010131L	5/0	3/8	DSS-13 mm	Bianco	45	24	220, ⁰⁰
3007131S	6/0	3/8	DSS-10 mm	Bianco	45	24	220, ⁰⁰

SERAFIT

Codice	USP	Forma Ago	Ago	Colore	Filo cm	Nr. pezzi	Prezzo
60153214	4/0	3/8	DS-18 mm	Viola	70	24	100, ⁰⁰
6015131T	4/0	3/8	DSS-15 mm	Viola	45	24	200, ⁰⁰
6015131K	4/0	1/2	HS-18 mm	Viola	45	36	120, ⁰⁰
60153256	4/0	1/2	HRT-17	Viola	70	24	190, ⁰⁰
60103213	5/0	3/8	DS-15 mm	Viola	70	24	110, ⁰⁰
6010131L	5/0	3/8	DSS-13 mm	Viola	45	24	190, ⁰⁰
6007321L	6/0	3/8	DSS-13 mm	Viola	70	24	200, ⁰⁰

SERAFAST

Codice	USP	Forma Ago	Ago	Colore	Filo cm	Nr. pezzi	Prezzo
J0153214	4/0	3/8	DS-18 mm	Viola	70	24	109, ⁰⁰
J0103213	5/0	3/8	DS-15 mm	Viola	70	24	109, ⁰⁰
40101376	5/0	1/2	HR-17 mm	Bianco	45	24	115, ⁰⁰

SERAMON

Codice	USP	Forma Ago	Ago	Colore	Filo cm	Nr. pezzi	Prezzo
ME0201714	3/0	3/8	DS-18 mm	Bianco	50	24	199, ⁰⁰
ME0151713	4/0	3/8	DS-15 mm	Bianco	50	24	213, ⁰⁰
ME0101712	5/0	3/8	DS-12 mm	Bianco	50	24	199, ⁰⁰
ME0071712	6/0	3/8	DS-12 mm	Bianco	50	24	270, ⁰⁰
ME007171L	6/0	3/8	DSS-13 mm	Bianco	50	24	306, ⁰⁰
ME0051711	7/0	3/8	DS-10 mm	Bianco	50	24	299, ⁰⁰

SERALON

Codice	USP	Forma Ago	Ago	Colore	Filo cm	Nr. pezzi	Prezzo
V0151714	4/0	3/8	DS-18 mm	Blu	50	24	82, ⁰⁰
V010171L	5/0	3/8	DSS-13 mm	Blu	50	24	105, ⁰⁰
V007171L	6/0	3/8	DSS-13 mm	Blu	50	24	105, ⁰⁰

SUPRAMID

Codice	USP	Forma Ago	Ago	Colore	Filo cm	Nr. pezzi	Prezzo
T0201713	3/0	3/8	DS-15 mm	Nero	50	24	75, ⁰⁰
T0201776	3/0	1/2	HR-17 mm	Nero	50	24	88, ⁰⁰
T0201756	3/0	1/2	HRT-17 mm	Nero	50	24	115, ⁰⁰
T0151714	4/0	3/8	DS-18 mm	Nero	50	24	88, ⁰⁰
T0151776	4/0	1/2	HR-17 mm	Nero	50	24	88, ⁰⁰
T0151756	4/0	1/2	HRT-17 mm	Nero	50	24	88, ⁰⁰
T0101713	5/0	3/8	DS-15 mm	Nero	50	24	75, ⁰⁰

SERALENE

Codice	USP	Forma Ago	Ago	Colore	Filo cm	Nr. pezzi	Prezzo
L010171T	5/0	3/8	DSS-15 mm	Blu	50	24	129, ⁰⁰
L007171L	6/0	3/8	DSS-13 mm	Blu	50	24	129, ⁰⁰
L007171T	6/0	3/8	DSS-15 mm	Blu	50	24	99, ⁰⁰

SERAFLEX

Codice	USP	Forma Ago	Ago	Colore	Filo cm	Nr. pezzi	Prezzo
I0301762	2/0	1/2	HS-20 mm	Nero	50	24	85, ⁰⁰
I0301756	2/0	1/2	HRT-17 mm	Nero	50	24	85, ⁰⁰
I0203414	3/0	3/8	DS-18 mm	Nero	75	24	80, ⁰⁰
I0201776	3/0	1/2	HR-17 mm	Nero	50	24	80, ⁰⁰
I0201762	3/0	1/2	HS-20 mm	Nero	50	24	75, ⁰⁰
I0201756	3/0	1/2	HRT-17 mm	Nero	50	24	85, ⁰⁰
I0153414	4/0	3/8	DS-18 mm	Nero	75	24	75, ⁰⁰
I0151776	4/0	1/2	HR-17 mm	Nero	50	24	80, ⁰⁰
I0151756	4/0	1/2	HRT-17 mm	Nero	50	24	85, ⁰⁰
I0103414	5/0	3/8	DS-18 mm	Nero	75	24	75, ⁰⁰
I010171L	5/0	3/8	DSS-13 mm	Nero	50	24	139, ⁰⁰

A black and white photograph of a man with a beard and glasses, looking down at a smartphone he is holding in his right hand. He is wearing a checkered shirt. The background is blurred, showing what appears to be a modern building with large windows.


IL NUOVO **eShop iRES®**

24/7

www.eshop.ires.dental

Si registri ora e scopra **tutti i vantaggi di un acquisto online.** Potrà ordinare facilmente e comodamente la gamma completa dei nostri prodotti, grazie all'ausilio di **una nuova interfaccia grafica**, chiara, semplice e funzionale.





iRES ⁺ | complete
solutions
for oral
surgery

info@ires.dental | www.ires.dental

