
Semilavorati

Protesica **Cad-Cam** e digitale

Smartguide®

Chirurgia **guidata**

Protesica **digitale**



complete
solutions
for oral
surgery





INDICE

Prodotti	p. 4
Materiali	p. 4
Componenti digitali	p. 4
Librerie 3d	p. 5
Vantaggi	p. 5
Semilavorati	p. 6
Corone e ponti	
Pilastrini impianto	
Protesi avvitata	
Barre su impianti	
Stampa 3d	
Servizi digitali	
Protesica CAD-CAM e servizi digitali	p. 12
Corone e ponti	
Pilastrini impianto	
Protesi avvitata monoblocco	
Tecnica di incollaggio	
Barre	
Stampa 3d	
Servizi digitali	
SmartGuide®	p. 19
Chirurgia guidata	p. 20
Software	
Servizi di progettazione e assistenza online	
Servizi digitali Smart 3d	
Diagnostica	
Guida chirurgica	
Mascherina chirurgica di supporto	
Modelli 3d	
Protesica carico immediato	
Assistenza tecnica	
Protesica digitale	p. 23
Viti e cacciavite	
Scan abutment digitale	
T-base digitale	
T-base digitale forma Cerec	
T-base digitale fino a 30°	
Analogo digitale	

PRODOTTI (per semilavorati e CAD-CAM)



Corone e ponti



Pilastrini impianto



Protesi avvitata



Barre



Stampa 3d



Servizi digitali



MATERIALI (per semilavorati e CAD-CAM)

Zirconia



Disilicato di Litio



PMMA



Composito



Titanio



Cromo Cobalto



Peek



Ceramica



COMPONENTI DIGITALI

Scan body



Analogo



Ti-base



LIBRERIE 3D

Compatibili con scanner intraorali e scanner da laboratorio, i nostri scan bodies sono altamente precisi e realizzati in peek, un materiale che permette la scansione senza l'utilizzo di spray opacizzanti, consentendo di realizzare strutture implantari con una precisione elevata. La nostra libreria viene fornita gratuitamente e le matematiche sono aperte, questo permette di realizzare il proprio lavoro rispettando gli standard qualitativi e le tolleranze dei nostri impianti, semplificandone il flusso di lavoro. La libreria è disponibile per i sistemi di modellazione Exocad, 3Shape e Dental Wings.

3shape

exocad

dental wings



VANTAGGI

ALTA PRECISIONE, SENZA INVESTIMENTI

I laboratori stanno affrontando il problema di un'offerta sempre maggiore di servizi di restauro personalizzati, forniti più velocemente e a prezzi più interessanti. iRES® Digitale Solutions offre prodotti e servizi di progettazione CAD-CAM per tutti i casi, dalle tradizionali soluzioni implantari al restauro dei denti, che puoi comodamente ordinare grazie ad un facile sistema di acquisti online. Puoi avere tutta la qualità della protesica personalizzata iRES®, indipendentemente che tu sia digital o più tradizionale. E tutto questo non richiede nessun tipo di ulteriore investimento in termini di tecnologia, macchine o corsi.



NO INVESTIMENTI

Per attrezzature
o corsi di formazione



ALTE PERFORMANCE

Benefici immediati
dalla tecnologia digitale



PRECISIONE

Restauri
di alta precisione



FLESSIBILITA'

Materiali addizionali disponibili solo
attraverso workflow digitale



FACILE & PERSONALIZZATO

Workflow digitale per tutta
la tua protesi personalizzata



FILE STL

Invio diretto del file STL
per l'elaborazione

SEMI LAVORATI

Corone e ponti
Pilastri impianto
Protesi avvitata
Barre
Stampa 3d
Servizi digitali





CORONE E PONTI - Produzione da file

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Elemento Lasermelting Cr-Co	SLCP01	Singolo	20,00 €
Elemento Zirconia	SLCP02	Singolo	50,00 €
Elemento Zirconia monolitico	SLCP03	Singolo	50,00 €
Elemento provvisorio PMMA	SLCP04	Singolo	18,00 €
Elemento Disilicato di Litio	SLCP05	Singolo	60,00 €
Elemento Cr-Co fresato	SLCP06	Singolo	45,00 €
Elemento Titanio fresato	SLCP07	Singolo	45,00 €
Elemento composito ibrido	SLCP08	Singolo	45,00 €
Elemento Disilicato di Litio	SLCP09	Singolo	60,00 €
Elemento Peek	SLCP10	Singolo	37,00 €



PILASTRI IMPIANTO - Produzione da file

Monoblocco cementata o avvitata

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Pilastro Titanio	SLPIMO01	Singolo	70,00 €
Pilastro Cr-Co	SLPIMO02	Singolo	70,00 €
Pilastro Zirconia (disponibile solo per le connessioni ad esagono esterno)	SLPIMO03	Singolo	70,00 €
Pilastro Peek	SLPIMO04	Singolo	55,00 €

Tecnica di incollaggio cementata o avvitata (escluso Ti base)

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Pilastro Zirconia	SLPITI01	Singolo	50,00 €
Pilastro Zirconia monolitico	SLPITI02	Singolo	50,00 €
Pilastro Disilicato di Litio	SLPITI03	Singolo	60,00 €
Pilastro Disilicato di Litio monolitico	SLPITI04	Singolo	60,00 €
Pilastro Peek	SLPITI05	Singolo	45,00 €
Pilastro Lasermelting Cr-Co	SLPITI06	Singolo	35,00 €
Pilastro PMMA	SLPITI07	Singolo	24,00 €
Pilastro composito ibrido	SLPITI08	Singolo	50,00 €



PROTESI AVVITATA - Produzione da file

Monoblocco | 2 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5	SLPAIMO020	2	120,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale	SLPAIMO021	2	130,00 €
Ponte Zirconio	SLPAIMO022	2	150,00 €
Ponte Zirconio monolitico	SLPAIMO023	2	160,00 €
Ponte Peek	SLPAIMO024	2	110,00 €
Ponte PMMA	SLPAIMO025	2	45,00 €
Check Alluminio prova	SLPAIMO026	2	50,00 €

Monoblocco | 3 - 4 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5	SLPAIMO340	3 - 4	180,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale	SLPAIMO341	3 - 4	180,00 €
Ponte Zirconio	SLPAIMO342	3 - 4	190,00 €
Ponte Zirconio monolitico	SLPAIMO343	3 - 4	195,00 €
Ponte Peek	SLPAIMO344	3 - 4	140,00 €
Ponte PMMA	SLPAIMO345	3 - 4	75,00 €
Check Alluminio prova	SLPAIMO346	3 - 4	70,00 €

Monoblocco | 5 - 8 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5	SLPAIMO580	5 - 8	310,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale	SLPAIMO581	5 - 8	310,00 €
Ponte Zirconio	SLPAIMO582	5 - 8	350,00 €
Ponte Zirconio monolitico	SLPAIMO583	5 - 8	350,00 €
Ponte Peek	SLPAIMO584	5 - 8	290,00 €
Ponte PMMA	SLPAIMO585	5 - 8	110,00 €
Check Alluminio prova	SLPAIMO586	5 - 8	100,00 €

Monoblocco | 9 - 14 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5	SLPAIMO910	9 - 14	470,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale	SLPAIMO911	9 - 14	490,00 €
Ponte Zirconio	SLPAIMO912	9 - 14	530,00 €
Ponte Zirconio monolitico	SLPAIMO913	9 - 14	530,00 €
Ponte Peek	SLPAIMO914	9 - 14	370,00 €
Ponte PMMA	SLPAIMO915	9 - 14	140,00 €
Check Alluminio prova	SLPAIMO916	9 - 14	180,00 €

Tecnica di incollaggio | 2 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5	SLPAITI020	2	90,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale	SLPAITI021	2	90,00 €
Ponte Zirconio	SLPAITI022	2	90,00 €
Ponte Zirconio monolitico	SLPAITI023	2	90,00 €
Ponte Peek	SLPAITI024	2	90,00 €
Ponte PMMA	SLPAITI025	2	36,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co	SLPAITI026	2	40,00 €

Tecnica di incollaggio | 3 - 4 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5	SLPAITI340	3 - 4	150,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale	SLPAITI341	3 - 4	150,00 €
Ponte Zirconio	SLPAITI342	3 - 4	140,00 €
Ponte Zirconio monolitico	SLPAITI343	3 - 4	140,00 €
Ponte Peek	SLPAITI344	3 - 4	130,00 €
Ponte PMMA	SLPAITI345	3 - 4	54,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co	SLPAITI346	3 - 4	80,00 €

Tecnica di incollaggio | 5 - 8 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5	SLPAITI580	5 - 8	230,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale	SLPAITI581	5 - 8	230,00 €
Ponte Zirconio*	SLPAITI582	5 - 8	280,00 €
Ponte Zirconio monolitico	SLPAITI583	5 - 8	280,00 €
Ponte Peek	SLPAITI584	5 - 8	250,00 €
Ponte PMMA	SLPAITI585	5 - 8	70,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co	SLPAITI586	5 - 8	120,00 €

Tecnica di incollaggio | 9 - 14 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5	SLPAITI910	9 - 14	350,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale	SLPAITI911	9 - 14	350,00 €
Ponte Zirconio	SLPAITI912	9 - 14	380,00 €
Ponte Zirconio monolitico	SLPAITI913	9 - 14	380,00 €
Ponte Peek	SLPAITI914	9 - 14	320,00 €
Ponte PMMA	SLPAITI915	9 - 14	110,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co	SLPAITI916	9 - 14	195,00 €



Barre - Produzione da file

Monoblocco | 2 Elementi

	Codice	Prezzo €
Barra Titanio biomedicale Gr-5	SLBIMO020	140,00 €
Barra Cr-Co biomedicale	SLBIMO021	140,00 €

Monoblocco | 3 - 4 Elementi

	Codice	Prezzo €
Barra Titanio biomedicale Gr-5	SLBIMO340	170,00 €
Barra Cr-Co biomedicale	SLBIMO341	170,00 €

Monoblocco | 5 - 8 Elementi

	Codice	Prezzo €
Barra Titanio biomedicale Gr-5	SLBIMO580	280,00 €
Barra Cr-Co biomedicale	SLBIMO581	280,00 €

Monoblocco | 9 - 14 Elementi

	Codice	Prezzo €
Barra Titanio biomedicale Gr-5	SLBIMO9140	370,00 €
Barra Cr-Co biomedicale	SLBIMO9141	370,00 €



STAMPA 3D- Produzione da file

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Modello 3d intero	SLS3D1	1	30,00 €
Modello 3d parziale	SLS3D2	1	20,00 €
Sede impianto singolo (escluso replica)	SLS3D3	1	6,00 €
Moncone singolo rimovibile	SLS3D4	1	6,00 €
Gengiva artificiale per elemento	SLS3D5	1	5,00 €
Resina prototipo test per elemento	SLS3D6	1	9,00 €
Elemento provvisorio	SLS3D7	1	12,00 €



SERVIZI DIGITALI

Servizi di progettazione

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Scansione modello	SLSD1	1	15,00 €
Scansione wax up completo o ridotto	SLSD2	1	15,00 €
Modellazione cad e/o barra per elemento	SLSD3	1	12,00 €
Predisposizione attacco	SLSD4	1	10,00 €
Progettazione modello per stampa 3d	SLSD5	1	20,00 €

Servizi aggiuntivi sulle lavorazioni

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Alloggiamento struttura su modello per elemento	SLSD6	1	12,00 €
Incollaggio con cemento anaerobico per elemento	SLSD7	1	10,00 €
Finitura e lucidatura strutture e/o pilastri implantari	SLSD8	1	20,00 €

Predisposizione corona su impianto

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Per foro inclinato fino a 30°	SLSD20	1	35,00 €
Predisposizione e fresatura attacco individuale	SLSD21	1	40,00 €
Filettatura per vite e/o attacco preformato	SLSD22	1	40,00 €

CAD-CAM PROTESICA E SERVIZI DIGITALI

Corone e ponti

Pilastri impianto

Protesi avvitata monoblocco

Tecnica di incollaggio

Barre

Stampa 3d

Servizi digitali





CORONE E PONTI - Produzione da file

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Elemento lasermelting Cr-Co composito	PR 3010CO	Singolo	100,00 €
Elemento lasermelting Cr-Co ceramica	PR 3010CE	Singolo	130,00 €
Zirconium unit monolitico	PR 3020MO	Singolo	130,00 €
Zirconium unit ceramica	PR 3020CE	Singolo	150,00 €
PMMA unit	PR 3030PM	Singolo	30,00 €
Composite unit Hybrid	PR 3031IB	Singolo	95,00 €
Elemento Disilicato di Litio monolitico	PR 3040MO	Singolo	135,00 €
Elemento Disilicato di Litio Laminated	PR 3040ST	Singolo	155,00 €
Elemento Peek composito	PR 3041CO	Singolo	110,00 €



PILASTRI IMPIANTO - Produzione da file

**l'abutment customizzato interamente in zirconia è disponibile solo per le connessioni ad esagono esterno - TiBase e vite di serraggio non inclusi

Monoblocco	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Pilastro Titanio	PR 3100TI	Singolo	105,00 €
Pilastro Titanio composito (avvitato)	PR 3100CO	Singolo	150,00 €
Pilastro Cr-Co	PR 3101CC	Singolo	110,00 €
Pilastro Cr-Co ceramica (avvitato)	PR 3101CE	Singolo	185,00 €
Pilastro Cr-Co composito (avvitato)	PR 3101CO	Singolo	165,00 €
Pilastro Zirconia*	PR 3102ZI	Singolo	135,00 €
Pilastro Zirconia* monolitico	PR 3102MO	Singolo	155,00 €
Pilastro Zirconia* ceramica	PR 3102CE	Singolo	180,00 €
Pilastro Peek	PR 3103PE	Singolo	95,00 €
Pilastro Peek composito (avvitato)	PR 3103CO	Singolo	140,00 €

Tecnica di incollaggio	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Pilastro Zirconia con base in Titanio**	PR 3110TI	Singolo	90,00 €
Pilastro Zirconia con base in Titanio** monolitico (avvitato)	PR 3110MO	Singolo	110,00 €
Pilastro Zirconia con base in Titanio** ceramica (avvitato)	PR 3110CE	Singolo	150,00 €
Disilicato di Litio con Ti base**	PR 3115TI	Singolo	100,00 €
Disilicato di Litio con Ti base** monolitico (avvitato)	PR 3115MO	Singolo	125,00 €
Disilicato di Litio con Ti base** ceramica (avvitato)	PR 3115CE	Singolo	160,00 €
Pilastro Peek con base in Titanio**	PR 3120TI	Singolo	85,00 €
Pilastro Peek con base in Titanio** composito (avvitato)	PR 3120CO	Singolo	120,00 €
Pilastro Lasermelting Cr-Co con Ti base** ceramica	PR 3125CE	Singolo	130,00 €
Pilastro Lasermelting Cr-Co con Ti base** composito	PR 3125CO	Singolo	110,00 €



PROTESI AVVITATA - Produzione da file

Monoblocco

Monoblocco | 2 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte titanio biomedicale Gr-5 composito	PR 3200CO	2	280,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale ceramica	PR 3210CE	2	340,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale composito	PR 3210CO	2	290,00 €
Ponte Zirconia monolitico	PR 3220MO	2	290,00 €
Ponte Zirconia ceramica	PR 3220CE	2	340,00 €
Ponte Peek composito	PR 3230CO	2	220,00 €
Fresatura Alluminio prova	PR 3250	2	50,00 €

Monoblocco | 3 - 4 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte Titanio biomedicale Gr-5 composito	PR 3201CO	3 - 4	365,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale ceramica	PR 3211CE	3 - 4	450,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale composito	PR 3211CO	3 - 4	370,00 €
Ponte Zirconio monolitico	PR 3221MO	3 - 4	410,00 €
Ponte Zirconia ceramica	PR 3221CE	3 - 4	470,00 €
Ponte Peek composito	PR 3231CO	3 - 4	340,00 €
Fresatura Alluminio prova	PR 3251	3 - 4	70,00 €

Monoblocco | 5 - 6 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte titanio biomedicale Gr-5 composito	PR 3202CO	5 - 6	650,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale ceramica	PR 3212CE	5 - 6	750,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale composito	PR 3212CO	5 - 6	670,00 €
Ponte Zirconia monolitico	PR 3222MO	5 - 6	720,00 €
Ponte Zirconia ceramica	PR 3222CE	5 - 6	845,00 €
Ponte Peek composito	PR 3232CO	5 - 6	535,00 €
Fresatura Alluminio prova	PR 3252	5 - 6	110,00 €

Monoblocco | 7 - 8 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte titanio biomedicale Gr-5 composito	PR 3203CO	7 - 8	750,00 €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5 e denti composito	PR 3203DC	7 - 8	850,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale ceramica	PR 3213CE	7 - 8	1.000,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale composito	PR 3213CO	7 - 8	800,00 €
Ponte Zirconia monolitico	PR 3223MO	7 - 8	900,00 €
Ponte Zirconia ceramica	PR 3223CE	7 - 8	1.100,00 €
Ponte Peek composito	PR 3233CO	7 - 8	780,00 €
Fresatura Alluminio prova	PR 3253	7 - 8	150,00 €

Monoblocco | 9 - 14 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte titanio biomedicale Gr-5 composito	PR 3204CO	9 - 14	1.200,00 €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5 e denti composito	PR 3204DC	9 - 14	1.100,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale ceramica	PR 3214CE	9 - 14	1.400,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale composito	PR 3214CO	9 - 14	975,00 €
Ponte Zirconia monolitico	PR 3224MO	9 - 14	1.200,00 €
Ponte Zirconia ceramica	PR 3224CE	9 - 14	1.500,00 €
Ponte Peek composito	PR 3233CO	9 - 14	900,00 €
Fresatura Alluminio prova	PR 3254	9 - 14	200,00 €

**PROTESI AVVITATA - Produzione da file****Tecnica di incollaggio****Tecnica di incollaggio | 2 Elementi**

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte titanio biomedicale Gr-5 composito	PR 4000CO	2	240,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale composito	PR 4010CO	2	250,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale ceramica	PR 4010CE	2	335,00 €
Ponte Zirconia monolitico	PR 4200MO	2	215,00 €
Ponte Zirconia ceramica	PR 4200CE	2	270,00 €
Ponte Peek composito	PR 4030CO	2	230,00 €
Ponte PMMA	PR 4040PM	2	65,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co ceramica	PR 4050CE	2	200,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co composito	PR 4050CO	2	180,00 €

Tecnica di incollaggio | 3 - 4 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte titanio biomedicale Gr-5 composito	PR 4001CO	3 - 4	300,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale composito	PR 4011CO	3 - 4	310,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale ceramica	PR 4011CE	3 - 4	430,00 €
Ponte Zirconia monolitico	PR 4021MO	3 - 4	350,00 €
Ponte Zirconia ceramica	PR 4021CE	3 - 4	400,00 €
Ponte Peek composito	PR 4031CO	3 - 4	315,00 €
Ponte PMMA	PR 4041PM	3 - 4	80,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co ceramica	PR 4051CE	3 - 4	330,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co composito	PR 4051CO	3 - 4	260,00 €

Tecnica di incollaggio | 5 - 6 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte titanio biomedicale Gr-5 composito	PR 4002PT	5 - 6	580,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale composito	PR 4012CO	5 - 6	595,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale ceramica	PR 4012CE	5 - 6	700,00 €
Ponte Zirconia monolitico	PR 4022MO	5 - 6	650,00 €
Ponte Zirconia ceramica	PR 4022CE	5 - 6	760,00 €
Ponte Peek composito	PR 4032CO	5 - 6	535,00 €
Ponte PMMA	PR 4042PM	5 - 6	160,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co ceramica	PR 4052CE	5 - 6	600,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co composito	PR 4052CO	5 - 6	450,00 €

Tecnica di incollaggio | 7 - 8 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5	PR 4004PT	7 - 8	800,00 €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5 e denti composito	PR 4004CO	7 - 8	850,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale composito	PR 4014CO	7 - 8	820,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale ceramica	PR 4014CE	7 - 8	950,00 €
Ponte Zirconia monolithic	PR 4024MO	7 - 8	850,00 €
Ponte Zirconia ceramica	PR 4024CE	7 - 8	1.000,00 €
Ponte Peek composito	PR 4034CO	7 - 8	850,00 €
Ponte PMMA	PR 4044PM	7 - 8	200,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co ceramica	PR 4054CE	7 - 8	800,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co composito	PR 4054CO	7 - 8	700,00 €

Tecnica di incollaggio | 9 - 14 Elementi

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5	PR 4003PT	9 - 14	975,00 €
Ponte Titanio biomedicale Gr- 5 e denti composito	PR 4003CO	9 - 14	1.050,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale composito	PR 4013CO	9 - 14	985,00 €
Ponte Cr-Co biomedicale ceramica	PR 4013CE	9 - 14	1.285,00 €
Ponte Zirconia monolitico	PR 4023MO	9 - 14	1.200,00 €
Ponte Zirconia ceramica	PR 4023CE	9 - 14	1.450,00 €
Ponte Peek composito	PR 4033CO	9 - 14	950,00 €
Ponte PMMA	PR 4043PM	9 - 14	270,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co ceramica	PR 4053CE	9 - 14	1.150,00 €
Ponte Lasermelting Cr-Co composito	PR 4053CO	9 - 14	850,00 €

**Barre- Produzione da file****Monoblocco | 2 Elementi**

	Codice	Prezzo €
Fresatura Titanio biomedicale Gr-5	PR 5200	200,00 €
Fresatura Cr-Co biomedicale	PR 5210	210,00 €

Monoblocco | 3 - 4 Elementi

	Codice	Prezzo €
Fresatura Titanio biomedicale Gr-5	PR 5201	240,00 €
Fresatura Cr-Co biomedicale	PR 5211	250,00 €

Monoblocco | 5 - 8 Elementi

	Codice	Prezzo €
Fresatura Titanio biomedicale Gr-5	PR 5202	340,00 €
Fresatura Cr-Co biomedicale	PR 5212	350,00 €

Monoblocco | 9 - 14 Elementi

	Codice	Prezzo €
Fresatura Titanio biomedicale Gr-5	PR 5203	450,00 €
Fresatura Cr-Co biomedicale	PR 5213	460,00 €




STAMPA 3D - Produzione da file

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Modello 3d intero	SLS3D1	1	30,00 €
Modello 3d parziale	SLS3D2	1	20,00 €
Sede impianto singolo (escluso replica)	SLS3D3	1	6,00 €
Moncone rimovibile singolo	SLS3D4	1	6,00 €
Gengiva artificiale per elemento di stampa 3d	SLS3D5	1	5,00 €



Servizi di progettazione

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Scansione modello	SLSD1	1	15,00 €
Scansione wax up completo o ridotto	SLSD2	1	15,00 €
Modellazione cad e/o barra per elemento	SLSD3	1	12,00 €
Predisposizione attacco	SLSD4	1	10,00 €
Progettazione modello per stampa 3d	SLSD5	1	20,00 €
Per foro inclinato fino a 30°	SLSD20	1	35,00 €
Predisposizione e fresatura attacco individuale	SLSD21	1	40,00 €
Filettatura per vite e/o attacco preformato	SLSD22	1	40,00 €



LA PIATTAFORMA DIGITALE DI NUOVA GENERAZIONE

SMARTGUIDE

SmartGuide® di iRES® è la soluzione innovativa e allo stesso tempo personalizzata per tutto il team clinico - odontotecnico che non vuole perdere il legame con l'odontoiatria del futuro. iRES® offre agli odontoiatri un valido sistema per rispondere a tutte le richieste del paziente attraverso soluzioni adeguate e personalizzate progettate e realizzate con moderne tecnologie Cad Cam utilizzando una vasta scelta di materiali certificati e di assoluta eccellenza. La soluzione integrata di iRES® garantisce una risposta adeguata ad ogni necessità, dalla chirurgia computer assistita con

tutti gli strumenti tecnico informatici necessari, alla produzione di componentistica protesica individuale con macchine utensili a 5 assi con la quale è possibile realizzare geometrie complesse e individualizzate con risultati perfetti, il tutto con un unico interlocutore. Il Medico attraverso il software SmartGuide® di iRES® con pochi e semplici passaggi realizza il proprio piano di trattamento, se necessario interagendo dalla propria postazione con un nostro Tutor dedicato all'assistenza personalizzata.

CHIRURGIA GUIDATA

Software

Servizi di progettazione e assistenza online

Servizi digitali Smart 3d

Diagnostica

Guida chirurgica

Mascherina chirurgiche di supporto

Modelli 3d

Protesica carico immediato

Assistenza tecnica



SOFTWARE

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
ONE-SHOT SMART GUIDE Completo dei dati diagnostici	CG 2000	Singolo	100,00 €
ONE-SHOT SMART GUIDE Completo dei dati diagnostici CASO DIMOSTRATIVO da 1 a 3 Impianti Guida chirurgica Software monopaziente Assistenza progettazione Noleggio kit chirurgico completo	CG 2001	Singolo	350,00 €
Software completo Smart Guide	CG 2002	Singolo	2.900,00 €

SERVIZI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA ONLINE

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Progettazione impianti realizzata da medico esperto escluso ONE SHOT	CG 2002	Singolo	170,00 €
Assistenza Online per modifiche progetto	CG 2004	15 min	40,00 €
Corso di formazione Online	CG 2005	120 min	200,00 €

SERVIZI DIGITALI SMART 3D

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Matching modelli 3D e Allineamento	CG 2008	Singolo	25,00 €
Scansione 3D Modello e importazione	CG 2009	Singolo	15,00 €
Scansione 3D Ceratura e importazione	CG 2010	Singolo	15,00 €

DIAGNOSTICA

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Ceratura virtuale per elemento	CG 2011	Singolo	10,00 €
Ceratura analogica per elemento	CG 2020	Singolo	15,00 €
Mascherina radiologica edentulia Parziale	CG 2025	Singolo	90,00 €
Mascherina Radiologica Edentulia Totale	CG 2030	Singolo	120,00 €

GUIDA CHIRURGICA

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Mascherina da 1 a 3 impianti	CG 2110	Singolo	299,00 €
Mascherina da 4 impianti	CG 2120	Singolo	350,00 €
Mascherina da 5 impianti	CG 2130	Singolo	25,00 €
Mascherina intercambiabile Smart per post estrattivi	CG 2140	Singolo	400,00 €

MASCHERINE CHIRURGICHE DI SUPPORTO

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Mascherina per post estrattivo	CG 2160	Singolo	120,00 €
Mascherina per modellazione cresta ossea	CG 2170	Singolo	120,00 €

MODELLI 3D

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Modello 3D con sede impianti (escluso repliche)	CG 2250	Singolo	90,00 €
Modello 3D osseo arcata completa	CG 2260	Singolo	150,00 €
Modello 3D intero antagonista	PR 4000	Singolo	35,00 €
Modello 3D parziale antagonista	PR 4001	Singolo	20,00 €

PROTESICA CARICO IMMEDIATO

	Codice	Nr elementi	Prezzo €
Elemento provvisorio PMMA (escluso accessori)	CG 2410	Singolo	50,00 €
Elemento provvisorio PMMA con armatura Cr-Co (escluso accessori)	CG 2420	Singolo	90,00 €
Full Arch PMMA	CG 2430	Singolo	700,00 €
Full Arch PMMA con armatura Cr-Co	CG 2431	Singolo	1.200,00 €
Full Arch PMMA con armatura Cr-Co e mascherine intercambiabili con pin	CG 2500	Singolo	2.000,00 €

SERVIZI ASSISTENZA IN STUDIO (Lab. AFFILIATO)

	Codice	Tempo	Prezzo €
Assistenza tecnica in studio (esclusa trasferta)	CG 2006	4 ore	350,00 €
Assistenza tecnica in studio (esclusa trasferta)	CG 2007	8 ore	500,00 €

VITI E CACCIAVITE

Materiale TI-6Al-4V

15.00 €



Vite di ritenzione filettata 1.72 mm
S1BRS1



Vite Torque
S1BRS1T6

65.00 €



Cacciavite
MDLA



Cacciavite Torque
MDLAA

SCAN ABUTMENT DIGITALI

Materiale Peek

iMAX NHSI 3.3

iMAX NHSI - ShapeOne B - Volution SVB

Con base in
Titanio e vite
S1BRS1 inclusa

55.00 €



S1BNSA



S1BSA

iMAX NHSE 3.3

iMAX NHSE

*Vite
S1EHNRS1
inclusa
**Vite S1EHR51
inclusa

55.00 €



S1EHNSA *



S1EHSA **

iMAX NHSIC Narrow

iMAX NHSIC Regular

Con base in
Titanio e vite
S1BRS1 inclusa

65.00 €



NHSICNSA



NHSICSA

ShapeOne T

Con base in
Titanio e vite
S1TRS1 inclusa

55.00 €



S1TSA

Onepiece iMAXMUA

Scan abutment (MUA)

*vite NHSMRS1
inclusa
**vite S1BRS3
inclusa

55.00 €



NHSMSAA *



S1BSAA **

DIGITAL T-BASE

Materiale Ti-6Al-4V

iMAX NHSI 3.3

vite S1BRS1
inclusa

65.00 €



S1BN1DTB

Rotante
S1BN1DTBR

iMAX NHSI - ShapeOne B - Volution SVB

vite S1BRS1
inclusa

65.00 €



S1B1DTB

Rotante
S1B1DTBR

iMAX NHSE 3.3

vite S1EHNRS1
inclusa

65.00 €



S1EHN1DTB

Rotante
S1EHN1DTBR

iMAX NHSE

vite S1EHR1
inclusa

65.00 €



S1EH1DTB

Rotante
S1EH1DTBR

iMAX NHSIC Narrow

vite S1BRS1
inclusa

75.00 €



NHSICN [x] DTB

Codice	h
NHSICN1DTB	1 mm
NHSICN2DTB	2 mm
NHSICN4DTB	4 mm

Rotante
NHSICN [x] DTBR

Codice	h
NHSICN1DTBR	1 mm
NHSICN2DTBR	2 mm
NHSICN4DTBR	4 mm

iMAX NHSIC Regular

vite S1BRS1
inclusa

65.00 €



NHSIC [x] DTB

Codice	h
NHSIC1DTB	1 mm
NHSIC2DTB	2 mm
NHSIC4DTB	4 mm

Rotante
NHSIC [x] DTBR

Codice	h
NHSIC1DTBR	1 mm
NHSIC2DTBR	2 mm
NHSIC4DTBR	4 mm

descrizione | €

DIGITAL T-BASE (segue)

Materiale TI-6Al-4V

ShapeOne Tvite S1TRS1
inclusa

65,00 €



S1T1DTB

Rotante
S1T1DTBR

Descrizione | €

Onepiece iMAXMUA**MUA abutment***vite NHSMRS1
inclusa
**vite S1BRS1
inclusa

65,00 €

Rotante
NHSMTTADTB *Rotante
S1BTTADTB ****T-BASE DIGITALE PER CEREC**

Materiale TI-6Al-4V

iMAX NHSI 3.3Per esagono
interno

65,00 €



S1BN1DTBC

Rotante
S1BN1DTBCR**iMAX NHSI - ShapeOne B - Volution SVB**Per esagono
interno

65,00 €



S1B1DTBC

Rotante
S1B1DTBCR**DIGITAL T-BASE UP TO 30°**

Materiale TI-6Al-4V

iMAX NHSI 3.3Per esagono
interno

75,00 €



S1BN1DTBT

Rotante
S1BN1DTBRT

T-BASE DIGITALE UP FINO A 30° (segue)

Materiale TI-6Al-4V

iMAX NHSI - ShapeOne B - Volution SVBPer esagono
interno

75.00 €



S1B1DTBT

Rotante
S1B1DTBRT**ANALOGO DIGITALE**

Materiale Peek

iMAX NHSI 3.3Per esagono
interno

21.00 €



S1BNDIA



S1BDIA

iMAX NHSE 3.3Per esagono
esterno

21.00 €



S1EHNDIA



S1EHDIA

iMAX NHSIC NarrowPer connessione
conica

26.00 €



NHSICNDIA



NHSICDIA

ShapeOne TPer ottagono
interno

21.00 €



S1TDIA

Onepiece iMAXMUA

Per MUA

21.00 €



NHSMDIASRA

Scan abutment (MUA)

S1BDIASRA

A black and white photograph of a man with a beard and glasses, looking down at a smartphone he is holding in his right hand. He is wearing a checkered shirt. The background is blurred, showing what appears to be a modern interior with large windows.

Il Nuovo **eShop** di iRES®

24/7

www.eshop.ires.dental

Si registri ora e scopra **tutti i vantaggi di un acquisto online.** Potrà ordinare facilmente e comodamente la gamma completa dei nostri prodotti, grazie all'ausilio di una **nuova interfaccia grafica**, chiara, semplice e funzionale.





sistematiche
implantari



parti
protesiche



continuing
education



chirurgia
guidata



materiali di
rigenerativa



laser
fixlite®

info@ires.dental

www.ires.dental

eshop.ires.dental